



## ۵ اثاپیان خطا

تولید، توزیع، تجهیز و تامین کالای پزشکی و دندان پزشکی

www.rashapouyan.ir

### محصولات مرتبط با زخم (تریتا)

#### پیشگیری و پاکسازی زخم

##### ژل ایکس: هیدروزول آنتی سپتیک زخم طباست

حذف بیوفیلم

درمان بیوپلیم و مهار باکتری های مقاوم

تسهیل و کوتاه شدن زمان ترمیم زخم

کاهش ایجاد اسکار و بوی زخم

بسته بندی: ۱۲ گرم



##### طباست: محلول آنتی سپتیک زخم

ازرات آنتی میکروبیال با طیف اثر گسترده

حذف و جلوگیری از تشکیل بیوفیلم

ازرات آنتی باکتریال سریع و طولانی مدت

قابل استفاده با پاسمنان های مختلف

بسته بندی: ۶۰ میل ۲۵ همیل



#### زخم های سطحی و نیمه عمیق

##### طبادرم پلاس نقره: پانسمان ماتریکس کلازن نقره

درمان عفونت و فرمولاسیون آهسته رهش نقره

تسريع گرانولاسیون، اپیتلیزاسیون و مهار آنزیم

های ماتریکس متالوبرووتیناز

کاهش درد، تسهیل در بیدمان اتوپلیتیک

مدیریت اگرودای زخم

بسته بندی: ۱۰\*۱۰/۱۰\*۱۰/۵\*۵



##### طبادرم: پانسمان ماتریکس کلازن

تحريك تولید پروتونین در ماتریکس خارج سلولی و

تسريع اپیتلیزاسیون

افزایش رگابی در بافت آسیب دیده

Roberto رسانی به سطح زخم

تسهیل در بیدمان اتوپلیتیک

بسته بندی: ۲۵ همیل ۱۰\*۱۰/۱۰\*۱۰/۵\*۵



#### زخم های حفره ای و عمیق

##### طباغن پلاس نقره: پانسمان گرانول کلازن نقره

ازرات آنتی میکروبیال و درمان عفونت

فرمولاسیون آنتی میکروبیال طولانی اثر

جذب اگرودا و ترشحات زخم

تسريع گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون

حفظ رطوبت بهینه در سطح زخم

بسته بندی: ۱۰\*۱۰/۱۰\*۱۰/۵\*۵



##### طباغن: پانسمان گرانول کلازن

تسريع گرانولاسیون و اپیتلیزاسیون

حفظ رطوبت مناسب در سطح زخم

جذب اگرودا

عدم آسیب به بافت هنگام تعویض پانسمان

بسته بندی: ۱۰\*۱۰/۱۰\*۱۰/۵\*۵



#### پانسمان بندآورنده سریع خونریزی

##### طباستاپ: پانسمان بندآورنده سریع خونریزی

عملکرد سریع

غیر وابسته به مسیرهای انعقاد خون

زیست سازگاری و عدم ایجاد حساسیت

عدم ایجاد گرما در محل خونریزی

بسته بندی: ۱۰\*۱۰/۱۰\*۱۰/۵\*۵



#### جادب ترشحات و تعدیل رطوبت زخم

##### طبافلکس: پانسمان پل اورتان آنتی میکروبیال

لایه پل اورتان نفوذناپذیر نسبت به باکتری ها

ظرفیت بالای جذب عمومی اگرودا

بالانس رطوبت زخم

پیشگیری از مسریش

بسته بندی: ۱۰\*۱۰/۱۰\*۱۰/۵\*۵

